

RESINAS MAGNA

A mais alta tecnologia de mimetização para estética dentária.

Indicação de uso:

A Resina Magna é indicada para:

- Confecção e reparos de facetas,
- Coroas e pontes anteriores e posteriores.
- Destinada à profissionais especializados em confecção de prótese odontológicas.

Principais características:

- Resina fotopolimerizável de uso laboratorial.
- É um compósito fotopolimerizável de laboratório, desenvolvida e com a mais alta tecnologia de mimetização para estética dentária.
- Possui uma matriz polimérica metacrílica e reforços à base de partículas funcionalizadas
- Sua facilidade de manuseio proporciona um melhor desempenho e trabalhabilidade.



Tabela de cores e aplicações:

APRESENTAÇÃO	EMBALAGEM	SIGLA
DENTINA	4g	DA1, DA2, DA3, DA3.5, DA4, DB1, DB2, DB3, DB4, DC1, DC2, DC3, DC4
INCISAL	4g	I1, I2, I3, I4
TRANSPARENTE	4g	TN (Transparente Normal), TBV (Transparente Baixo Valor)
EFEITO	4g	TA (Transparente Azul), AM (Âmbar), EC (Esmalte Cremoso), EB (Esmalte Branco)

SUGESTÃO DE USO	DENTINA	INCISAL	DENTINA	INCISAL	DENTINA	INCISAL
	DA1	I1	DB1	I2 ou I4	DC1	I1
DA2	DB2		I1	DC2	I3	
DA3	DB3		I2	DC3		
DA3,5	I2	DB4		DC4		
DA4						



Foto: Gabriel Dias