

# METAL YETI

**Liga de níquel-cromo livre de berílio.**

## **Indicação de uso:**

Indicado para trabalhos em metalocerâmicas.

## **Principais características:**

- Boa manipulação quando fluido, a segurança é obtida por fundição.
- Polimento rápido, superfícies brilhantes e estabilidade de queima da liga.
- Capacidade de ajuste com a coloração natural dos dentes naturais
- Encaixe exato e fácil manipulação com uma dureza de 180 HV.
- Camada de óxido muito fina, construção estética da cerâmica.
- Durável, alta resistência à corrosão, pode ser escaneado com laser.



Foto: Gabriel Dias

